

● 布団・毛布用

● 洗剤

抗菌モーブラン

柔軟剤・抗菌剤配合



特長	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗浄+柔軟+抗菌の3つの働きをします。 ● すすぎ性が優れていますので1回すすぎで良く、すすぎの時間と水の節約ができます。 ● 洗浄後の衣類は抗菌効果があり、菌の繁殖を抑えます。 	
	■標準使用量: 被洗物10kgに対し100cc	
イオン性	カチオン	荷姿 18ℓキュービター

抗菌 非PRTR

A-5124

移染防止剤配合



特長	<ul style="list-style-type: none"> ● 衣類の色泣きを抑え移染を防止します。 ● 泡切れが早く、すすぎが簡単。 ● ドライ表示の衣類を水洗いできます。 	
	■標準使用量: 被洗物10kgに対し50~100cc	
イオン性	カチオン	荷姿 18ℓキュービター

非PRTR

● 加工剤

ラムコーン

柔軟剤併用タイプ



特長	<ul style="list-style-type: none"> ● 毛布など起毛製品をまるで毛皮のような風合いにします。 ● 均一な加工ができます。 ● 柔軟性と弾力を回復させます。 ● 柔軟剤と併用すると相乗効果が得られます。 	
	■標準使用量: 被洗物10kgに対し ラムコーン 60cc+ セブンスフター 100cc	
イオン性	ノニオン	荷姿 16kg缶

ラムコーンスペシャル

柔軟剤不要タイプ



特長	<ul style="list-style-type: none"> ● 毛布など起毛製品をまるで毛皮のような風合いにします。 ● 柔軟性と弾力を回復させます。 ● 柔軟剤の使用は必要ありません。 	
	■標準使用量: 被洗物10kgに対し100cc	
イオン性	カチオン	荷姿 16kgキュービター

● 浴中柔軟剤

浴中柔軟剤

ノニオン



特長	<ul style="list-style-type: none"> ● ふっくら柔らかくに仕上げられます。 ● スチームトンネルで小ジワの伸びが非常に良く、仕上がりがスムーズになります。 ● ふとん洗浄に使用するとシワ、わた切れを防止し、中綿の復元性を向上させます。 	
	■標準使用量: 被洗物10kgに対し30cc	
イオン性	ノニオン	荷姿 18kgキュービター

非PRTR

● 前処理剤

布団用前処理剤

タンパク質・血液用前処理剤



特長	<ul style="list-style-type: none"> ● 特殊酵素がタンパク質汚れや血液のシミを分解します。 ● 古くなり固くなった血液ジミにも効果があります。 	
	原液をシミに直接付け、30分~1時間置いた後に通常の洗浄をします。	
イオン性	ノニオン	荷姿 18kgキュービター

非PRTR 酵素